




GUIA DE USO RAPIDO PARA EQUIPOS
BIOMICOS


FO-TB-21/Versión 3/21-05-2024

EQUIPO:	NEVERA	MARCA:	CHALLENGER
DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado para mantener la cadena de frio de los medicamentos, muestras de laboratorio o geles que lo requieran.			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)		
			
GUÍA DE MANEJO			
1	Verificar diariamente la temperatura de la nevera para determinar si esta funcionando de manera adecuada.		
2	No dejar la puerta abierta por mas tiempo del necesario.		
RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS			
1	No golpear el equipo.		
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.		
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.		
4	El equipo debe estar conectado a la toma regulada (Naranja).		
5	El equipo debe estar ubicado a mínimo 10cm de la pared para funcionar correctamente.		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
<p>Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:</p> <ul style="list-style-type: none">-Diluya siempre el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante o utilice la concentración más pequeña posible.-No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.-Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona). <p>Para limpiar el equipo, siga estas normas:</p> <ul style="list-style-type: none">-Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.-Seque el exceso de humedad con un paño seco.			



GUIA DE USO RAPIDO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS

FO-TB-21/Versión 3/21-05-2024

EQUIPO:	NEVERA	MARCA:	IMBERA
DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado para mantener la cadena de frio de los medicamentos, muestras de laboratorio o geles que lo requieran.			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)		
			
GUÍA DE MANEJO			
1	Verificar diariamente la temperatura de la nevera para determinar si esta funcionando de manera adecuada.		
2	No dejar la puerta abierta por mas tiempo del necesario.		
RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS			
1	No golpear el equipo.		
2	Antes de hace uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.		
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.		
4	El equipo debe estar conectado a la toma regulada (Naranja).		
5	El equipo debe estar ubicado a mínimo 10cm de la pared para funcionar correctamente.		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
<p>Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:</p> <ul style="list-style-type: none">-Diluya siempre el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante o utilice la concentración más pequeña posible.-No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.-Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona). <p>Para limpiar el equipo, siga estas normas:</p> <ul style="list-style-type: none">-Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.-Seque el exceso de humedad con un paño seco.			